

GIARA PER INCUBAZIONE ANAEROJAR

GIARA PER INCUBAZIONE ANAEROJAR

Identificativi Prodotto

Reference: 14.1550.00



Descrizione

AnaeroJar e' la nuova giara per anaerobiosi appositamente studiata per essere utilizzata con AnaeroGen, le buste di nuova generazione per la produzione di atmosfere.

AnaeroJar ha una capacita' di 2,5 litri e puo' contenere piastre Petri monouso. È pratica e sicura.

Il coperchio di AnaeroJar viene assicurato alla base in policarbonato per mezzo di quattro clips a scatto che ne rendono molto agevole l'apertura e la chiusura. Le clips consentono lo sfiato automatico del gas nell'eventualita', improbabile, che si crei un eccesso di pressione, assicurando così il mantenimento delle condizioni ottimali all'interno della giara. Il trasporto di AnaeroJar dal banco di lavoro al termostato e' reso agevole e sicuro da una maniglia a scomparsa.

Nella parte superiore del coperchio vi e' una valvola di scarico a vite, semplice da azionare, che permette di eliminare l'eventuale pressione negativa che puo' occasionalmente verificarsi nel corso dell' incubazione.

AnaeroJar occupa poco spazio nel termostato, non ha parti sporgenti e la maniglia per il trasporto scompare completamente nell'apposito alloggiamento del coperchio.

Il sistema completo comprende:

- Giara da 2,5 litri in policarbonato.
- Anello di guarnizione ad O.
- Monoblocco con clips e maniglia.
- Cestello portapiastre per 12 piastre con diametro di 100mm.

Deve essere utilizzata con le buste AnaeroGen 2.5, CampyGen 2,5 e CO2Gen 2.5 che non richiedono l'uso di catalizzatori né l'aggiunta di acqua.

Dati Tecnici