

# UTENSILE PER DISPERSIONE VOLUME ML 2-250 PT-DA 12/2EC-E123

UTENSILE PER DISPERSIONE VOLUME ML  
2-250 PT-DA 12/2EC-E123

## Identificativi Prodotto

Reference: 23.9101.99



## Descrizione

PT-DA 12/2EC-E123 Utensile per dispersione per PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E

Volume trattabile (ml): 2÷250 - Diametro statore (mm): 12 - Diametro rotore (mm): 9 - Profondita' di immersione (mm): 123 - Materiale a contatto con il campione: PTFE-AISI 316L.

- Qualsiasi operazione di dispersione standard.
- Frantumazione di campioni di tessuto animali e umani in diversi liquidi e volumi.
- Preparazione dei campioni per l'estrazione e la soluzione di materiale organico.
- Preparazione dei campioni nella diagnostica medica e nelle analisi del DNA.
- Estrazioni di principi attivi/sostanze da campioni vegetali.
- Frazionamento cellulare di cellule animali e vegetali.
- Disagglomerazione di strutture cellulari.

- Intensa miscelazione.

## Dati Tecnici