

Test in provetta Nanocolor®, per Tensioattivi non ionici. Scala: 0,3÷15,0 mg/l di Triton X100 (20 te

Test in provetta Nanocolor®, per Tensioattivi non ionici. Scala: 0,3÷15,0 mg/l di Triton X100 (20 te



#### Identificativi Prodotto

Reference: 23.7313.99

#### Descrizione

Test in provetta Nanocolor®, per Tensioattivi non ionici. Scala: 0,3÷15,0 mg/l di Triton X100 (20 test).

#### Dati Tecnici