

Reattivo predosato AQUASNAP per test su acque, da utilizzare con il Bioluminometro System Sure Plus,

Reattivo predosato AQUASNAP per test su
acque, da utilizzare con il Bioluminometro
System Sure Plus,

Identificativi Prodotto

Reference: 23.8631.99



Descrizione

Reattivo predosato AQUASNAP per test su acque, da utilizzare con il Bioluminometro System Sure Plus, per ATP totale.

I reattivi predosati evitano all'operatore di dover utilizzare pipette o flaconcini e permettono un'ottima ripetibilità delle misure. Possono essere conservati fino a 12 mesi in frigorifero o 1 mese a temperatura ambiente.

Dati Tecnici

Confezione (pezzi): 100